


DENTAL SUCTION **BLOCK**

Suction and Mouth Opening in one device.

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ การดูดของเหลวในช่องปาก
ระหว่างการรักษาทางทันตกรรม

Model : Dentozone 99 Suction Block





คุณสมบัติ

- **การดูดอัดโนมัต**

ก่อนหน้านี้ ผู้ช่วยต้องถือเครื่องดูด แต่ด้วยการดูดอัดโนมัตของ 99 Suction Block ทำให้แพทย์สามารถใช้มือข้างหนึ่งได้อย่างอิสระ


- **การเปิดปาก**

99 Suction Block ช่วยยึดปากของผู้ป่วยให้เปิดออกในมุมที่เหมาะสม รองรับการเปิดปากที่สะดวกสบายโดยไม่ทำให้ขากรรไกรหรือฟันตึง แม้ในระหว่างขั้นตอนการรักษาที่ยาวนาน ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย

- **ลดความรู้สึกไม่สบายของผู้ป่วย**


ในระหว่างการรักษา น้ำลายและช่องเหลวอาจสะสม ทำให้ผู้ป่วยกลืนลำบากและเกิดความรู้สึกไม่สบาย 99 Suction Block จะช่วยกำจัดของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง ลดการระคายเคืองและเพิ่มความสบายให้กับผู้ป่วย เพื่อประสบการณ์การรักษาที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น

Before / Conventional Method



| Existing Suction Tip |

After / Using 99 Suction Block



| 99 Suction Block |

Conventional Suction Tip




- ✗ Requires an Assistant
- ✗ Manual Suction Control
- ✗ Limited Visibility Due to Saliva & Fluids
- ✗ One Hand Occupied, Making Treatment Inconvenient
- ✗ Inefficient Without an Assistant
- ✗ Restricted Procedures Due to Assistant Dependency

99 Suction Block[®]



- ✓ Hands-Free Use
- ✓ Automatic Suction
- ✓ Clear Visibility
- ✓ Hands-Free Operation
- ✓ Faster & More Efficient Solo Procedures
- ✓ Versatile Use - Ideal for Prosthetics, Cavity Treatment, Scaling, and More

วิธีใช้



มี 3 ขนาด

ขนาดใหญ่, ขนาดมาตรฐาน และ ขนาดสำหรับเด็ก

Three
Size




(1 Box = 20 Pieces)

- ✓ Hygienic single-use, no risk of contamination
- ✓ Individually packed for clean and easy storage
- ✓ **Perfect for high-volume dental clinics**



standard size





บริษัท เจ.อี.บี. มิลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด



ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2543 (ค.ศ. 2000) โดยเป็นผู้นำเข้า และเป็น
ผู้แทนจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ และทันตแพทย์

ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมานาน
กว่า 20 ปี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน ความ
ไว้วางใจ ความมั่นใจ และความพึงพอใจจากลูกค้ามา
โดยตลอด จวบจนกระทั่งปัจจุบัน

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

43 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 32 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพ 10250

โทร : (+66) 02 320 1228, 02 321 0343

มือถือ : (+66) 094 992 8824, 081 621 5041

อีเมลล์ : jeb-millennium@windowslive.com

: jeb-millennium@icloud.com

เว็บไซต์ : www.jeb-millennium.com



Let others follow you by scanning your QR code

TikTok